

Smooth Round Breast Implants, Moderate Plus Profile Xtra



Volume	Diameter	Projection	Catalog #	Resterilizable Gel Sizer*
130 cc	8,9 cm	3,1 cm	SMPX-130	RSZ-MPX-130
160 cc	9,5 cm	3,3 cm	SMPX-160	RSZ-MPX-160
190 cc	10 cm	3,4 cm	SMPX-190	RSZ-MPX-190
215 cc	10,4 cm	3,6 cm	SMPX-215	RSZ-MPX-215
240 cc	10,8 cm	3,7 cm	SMPX-240	RSZ-MPX-240
270 cc	11,4 cm	3,8 cm	SMPX-270	RSZ-MPX-270
295 cc	11,5 cm	4 cm	SMPX-295	RSZ-MPX-295
325 cc	11,9 cm	4,1 cm	SMPX-325	RSZ-MPX-325
350 cc	12,3 cm	4,1 cm	SMPX-350	RSZ-MPX-350
370 cc	12,6 cm	4,1 cm	SMPX-370	RSZ-MPX-370
405 cc	12,7 cm	4,4 cm	SMPX-405	RSZ-MPX-405
440 cc	13,1 cm	4,5 cm	SMPX-440	RSZ-MPX-440
490 cc	13,6 cm	4,7 cm	SMPX-490	RSZ-MPX-490
545 cc	14 cm	4,9 cm	SMPX-545	RSZ-MPX-545
605 cc	14,5 cm	5,1 cm	SMPX-605	RSZ-MPX-605
645 cc	14,9 cm	5,1 cm	SMPX-645	RSZ-MPX-645
755 cc	15,7 cm	5,4 cm	SMPX-755	RSZ-MPX-755

Smooth Round Breast Implants, High Profile Xtra



Volume	Diameter	Projection	Catalog #	Resterilizable Gel Sizer*
150 cc	8,3 cm	4,1 cm	SHPX-150	RSZ-SHPX-150
180 cc	8,8 cm	4,4 cm	SHPX-180	RSZ-SHPX-180
200 cc	9,2 cm	4,5 cm	SHPX-200	RSZ-SHPX-200
235 cc	9,5 cm	4,9 cm	SHPX-235	RSZ-SHPX-235
260 cc	9,9 cm	5 cm	SHPX-260	RSZ-SHPX-260
285 cc	10,3 cm	5 cm	SHPX-285	RSZ-SHPX-285
335 cc	10,7 cm	5,4 cm	SHPX-335	RSZ-SHPX-335
355 cc	11 cm	5,5 cm	SHPX-355	RSZ-SHPX-355
380 cc	11,3 cm	5,5 cm	SHPX-380	RSZ-SHPX-380
415 cc	11,5 cm	5,8 cm	SHPX-415	RSZ-SHPX-415
450 cc	11,9 cm	5,9 cm	SHPX-450	RSZ-SHPX-450
465 cc	12,1 cm	5,8 cm	SHPX-465	RSZ-SHPX-465
490 cc	12,5 cm	5,8 cm	SHPX-490	RSZ-SHPX-490
535 cc	12,7 cm	6 cm	SHPX-535	RSZ-SHPX-535
595 cc	13,1 cm	6,3 cm	SHPX-595	RSZ-SHPX-595
650 cc	13,5 cm	6,5 cm	SHPX-650	RSZ-SHPX-650
700 cc	14,1 cm	6,5 cm	SHPX-700	RSZ-SHPX-700
755 cc	14,4 cm	6,7 cm	SHPX-755	RSZ-SHPX-755
790 cc	14,8 cm	6,7 cm	SHPX-790	RSZ-SHPX-790

SILTEX™ Round Breast Implants, Moderate Plus Profile Xtra



Volume	Diameter	Projection	Catalog #	Resterilizable Gel Sizer*
130 cc	9,1 cm	3,1 cm	TMPX-130	RSZ-MPX-130
160 cc	9,5 cm	3,3 cm	TMPX-160	RSZ-MPX-160
190 cc	10,1 cm	3,5 cm	TMPX-190	RSZ-MPX-190
215 cc	10,5 cm	3,6 cm	TMPX-215	RSZ-MPX-215
240 cc	10,9 cm	3,8 cm	TMPX-240	RSZ-MPX-240
270 cc	11,4 cm	3,9 cm	TMPX-270	RSZ-MPX-270
295 cc	11,6 cm	4,1 cm	TMPX-295	RSZ-MPX-295
325 cc	11,9 cm	4,2 cm	TMPX-325	RSZ-MPX-325
350 cc	12,2 cm	4,3 cm	TMPX-350	RSZ-MPX-350
370 cc	12,7 cm	4,3 cm	TMPX-370	RSZ-MPX-370
405 cc	12,8 cm	4,5 cm	TMPX-405	RSZ-MPX-405
440 cc	13,1 cm	4,8 cm	TMPX-440	RSZ-MPX-440
490 cc	13,6 cm	4,8 cm	TMPX-490	RSZ-MPX-490
545 cc	14,1 cm	5 cm	TMPX-545	RSZ-MPX-545
605 cc	14,4 cm	5,3 cm	TMPX-605	RSZ-MPX-605
645 cc	15 cm	5,3 cm	TMPX-645	RSZ-MPX-645
755 cc	15,7 cm	5,6 cm	TMPX-755	RSZ-MPX-755

SILTEX™ Round Breast Implants, High Profile Xtra



Volume	Diameter	Projection	Catalog #	Resterilizable Gel Sizer*
150 cc	8,4 cm	4,2 cm	THPX-150	RSZ-THPX-150
180 cc	9 cm	4,4 cm	THPX-175	RSZ-THPX-175
200 cc	9,4 cm	4,5 cm	THPX-200	RSZ-THPX-200
230 cc	9,8 cm	4,8 cm	THPX-230	RSZ-THPX-230
255 cc	10,1 cm	4,9 cm	THPX-255	RSZ-THPX-255
285 cc	10,5 cm	5,1 cm	THPX-285	RSZ-THPX-285
325 cc	10,8 cm	5,4 cm	THPX-325	RSZ-THPX-325
340 cc	11,1 cm	5,4 cm	THPX-340	RSZ-THPX-340
365 cc	11,4 cm	5,5 cm	THPX-365	RSZ-THPX-365
405 cc	11,6 cm	5,9 cm	THPX-405	RSZ-THPX-405
425 cc	11,9 cm	5,8 cm	THPX-425	RSZ-THPX-425
455 cc	12,1 cm	6 cm	THPX-455	RSZ-THPX-455
470 cc	12,3 cm	5,9 cm	THPX-470	RSZ-THPX-470
515 cc	12,6 cm	6,2 cm	THPX-515	RSZ-THPX-515
570 cc	13,2 cm	6,3 cm	THPX-570	RSZ-THPX-570
620 cc	13,4 cm	6,5 cm	THPX-620	RSZ-THPX-620
680 cc	14 cm	6,6 cm	THPX-680	RSZ-THPX-680
725 cc	14,5 cm	6,7 cm	THPX-725	RSZ-THPX-725
765 cc	14,7 cm	6,7 cm	THPX-765	RSZ-THPX-765

For further information, talk to your Mentor Sales Representative:

Promedec Surgical AB | Rubanksgatan 8, 741 71 Knivsta, SWEDEN | +46-18-54 54 00 | order@promedec.se | www.promedec.se

PROMEDUC
surgical

 **MENTOR**[®]
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES